



INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE MUESTRAS **ESTUDIOS DE DISBIOSIS VAGINAL**

El laboratorio proporcionará al paciente el material necesario para la recogida de la muestra, el cual incluye:

Hisopo, envase para conservar muestra (Thin Prep), escobillón y condensador de frío.

Sólo se utilizará el hisopo para Disbiosis Vaginal Básico. Para Disbiosis Vaginal Infecciosa o Disbiosis Vaginal Infecciosa + HPV, utilizaremos también el escobillón con Thin Prep.

Una vez reciba el kit, deberá recoger la muestra siguiendo rigurosamente las siguientes pautas:

- Disbiosis Vaginal Básica
Tomar muestra con hisopo (torunda) del fondo del saco vaginal y cerrar hisopo en su envase original.
- Disbiosis Vaginal Infecciosa o con HPV
Utilizar la escobilla para recoger muestra del fondo del saco vaginal, en la zona de transformación del cuello. Insertar las extensiones centrales del cepillo en el canal endocervical hasta que las más cortas entren en contacto con la exocervix. Presionar suave y girar 360° en sentido agujas del reloj 3-5 veces. Después abrir el frasco Thin Prep y presionar las extensiones del cepillo al fondo del frasco, agitar vigorosamente y liberar el material adherido. Descartar escobillón completo.

Rehidratar (sumergir en agua) condensador de frío y congelar 24 horas del envío.

Poner en la bolsa de transporte biológico y mantener en frío hasta enviar. Remitir al laboratorio en 24 horas y evitar que la muestra esté en contacto directo con los condensadores.

Es importante, salvo indicación médica, esperar 7 días tras tratamiento con óvulos y no realizar en periodo menstrual.